


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glur2+Glur3 Para Wb, Ip, Elisa - P42262 / P42263

Número de artículo: CM0004075



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra las subunidades del receptor AMPA GluR2 y GluR3 humanos. Validado para WB, IP y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudios de neurociencia sobre plasticidad sináptica y transmisión excitadora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GluR2+GluR3 mAb de conejo
Observaciones/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GLUR3; GLURC; GluA3; MRX94; MRXSW; GLUR-C; iGluR3; GLUR-K3; GluR2+GluR3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2891/2892
GeneID	2891/2892
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 784-883 del GluR2 humano (P42262)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P42262/P42263
Peso molecular de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo