


Anticuerpo Monoclonal Anti-GluR2/Gria2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P42262

Número de artículo: CM0003435



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo contra GluR2/GRIA2 humano (subunidad del receptor AMPA). Validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigaciones en neurociencia y estudios de transmisión sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2891
ID de Gen	2891
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del GluR2/GRIA2 humano (P42262)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P42262
Peso Proteico	99kDa
Envío	Bolsa de hielo