


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glur2/Gria2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P42262

Número de artículo: CM0006167



Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra GluR2/GRIA2 humana, validado para Western blot, IHC-P y ELISA. Presenta reacción cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre transmisión sináptica mediada por receptores AMPA y plasticidad sináptica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GluR2/GRIA2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLUR2; GLURB; GluA2; HBGR2; NEDLIB; gluR-2; gluR-B; GluR-K2; GluR2/GRIA2
Especie	Humana
GeneID	2891
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 330-470 de GluR2/GRIA2 humana (NP_001077088.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, Ratón, Rata
SWISS	P42262
Peso de la proteína	99kDa
Envío	Bolsa de hielo