

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-GluR4/GluA4/GRIA4 Para Wb Y Elisa - P48058

Número de artículo: CM0012284

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra GluR4 humano (GRIA4, subunidad del receptor AMPA). Validado para Western blot y ELISA, presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en neurociencia sobre la transmisión sináptica excitadora.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GluR4/GluA4/GRIA4 mAb de conejo
Notas / Alias	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2893
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P48058
Peso de la proteína	101kDa
Envío	Bolsa de hielo