

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glur4/Glua4/Gria4 Para Wb Y Elisa - P48058

Número de artículo: CM0016010

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GluR4 (GRIA4), adecuado para Western blot y ELISA. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Favorece la investigación sobre los receptores ionotrópicos de glutamato y la transmisión sináptica excitatoria rápida.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GluR4/GluA4/GRIA4 pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	GLUR4; GLURD; GluA4; GLUR4C; NEDSGA; GluA4-ATD; GluR4/GluA4/GRIA4
Especie	Humano
GeneID (humano)	2893
GeneID	2893
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 254-433 de GluR4/GluA4/GluR4/GluA4/GRIA4 humano (NP_001070712.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P48058
Peso de la proteína	101 kDa
Envío	Bolsa de hielo