


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glut1/Slc2A1 Para If, Ihc-P, Elisa - P11166

Número de artículo: CM0003197



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante contra GLUT1/SLC2A1 humano (Transportador de glucosa tipo 1). Validado para IF, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo de la glucosa, la barrera hematoencefálica y el cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GLUT1/SLC2A1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLVR; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6513
GeneID	6513
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11166
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo