


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glut1/Slc2A1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P11166

Número de artículo: CM0026171



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GLUT1/SLC2A1, validado para WB, IHC-P y ELISA en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en transporte de glucosa y enfermedades metabólicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalles
Nombre del Producto	GLUT1/SLC2A1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	CSE; PED; DYT9; GLUT; DYT17; DYT18; EIG12; GLUT1; HTLV8; GLUT-1; SDCHCN; GLUT1DS; GLUT1/SLC2A1
Especie	Humano
GeneID	6513
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 210-310 del GLUT1/SLC2A1 humano (NP_006507.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11166
Peso Proteico	54kDa
Envío	Bolsa de hielo