

Anticuerpo Policlonal Anti-Glut2/Slc2A2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P11168

Número de artículo: CM0031067

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GLUT2/SLC2A2 humano validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para investigación de transporte de glucosa y enfermedades metabólicas en entornos de IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLUT2/SLC2A2 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6514
ID del Gen	6514
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GLUT2/GLUT2/SLC2A2 humano (NP_000331.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11168
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo