

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glut2/Slc2A2 Para Wb Y Elisa - P11168

Número de artículo: CM0003672

Introducción

Este anticuerpo monoclonal de conejo se dirige a GLUT2/SLC2A2, un transportador de glucosa facilitativo. Validado para WB y ELISA, presenta reactividad cruzada con muestras de humano, ratón y rata, lo que lo hace ideal para estudios de diabetes y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLUT2/SLC2A2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GLUT2; GLUT2/SLC2A2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6514
GeneID	6514
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GLUT2/SLC2A2 humano (P11168).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P11168
Peso Proteico	57kDa
Envío	Bolsa de hielo