


Anticuerpo Policlonal Conejillo Anti-Glut4 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Número de artículo: CM0026099



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GLUT4 (SLC2A4), validado para WB, IF, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Esencial para la investigación del transporte de glucosa regulado por insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLUT4 Conejillo pAb
Observaciones/Alias	GLUT4
Especies	Humano
GeneID (Humano)	6517
GeneID	6517
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-509 del GLUT4 humano (NP_001033.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14672
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo