


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glut4 Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P14672

Número de artículo: CM0022135



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GLUT4 humano (transportador de glucosa tipo 4), adecuado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas y de ratón. Ideal para estudios de transporte de glucosa y señalización de la insulina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GLUT4
Observaciones/Alias	GLUT4
Especie	Humano
ID del gen	6517
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 210-310 de GLUT4 humano (NP_001033.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	P14672
Peso de la proteína	55 kDa
Envío	Bolsa de hielo