

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glutaminasa (Gls) Para Wb - O94925

Número de artículo: CM0002283



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra la glutaminasa humana (GLS). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Ideal para estudiar el metabolismo de la glutamina, la función renal y la regulación del neurotransmisor glutamato. Inmunógeno: péptido aa 1-100 de GLS humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glutaminasa (GLS) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminasa (GLS)
Especie	Humano
GeneID (humano)	2744
GeneID	2744
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Glutaminasa humana (GLS) (O94925)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	O94925
Peso Proteico	73kDa
Envío	Bolsa de hielo