

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glutaminasa (GLs) Para Wb, If/Icc, Elisa - O94925

Número de artículo: CM0028994



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Glutaminasa (GLS) humana validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigar el metabolismo de la glutamina y la regulación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo Policlonal de Conejo contra Glutaminasa (GLS)
Observaciones/Alias	GAC; GAM; KGA; GLS1; AAD20; DEE71; GDPAG; CASGID; EIEE71; Glutaminasa (GLS)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2744
GeneID	2744
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94925
Peso Molecular de la Proteína	73kDa
Envío	Bolsa de hielo