


Anticuerpo Policlonal Anti-Glutamina Sintetasa (Glul) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Número de artículo: CM0026682



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Glutamina Sintetasa (GLUL) humana, validado en WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para estudiar el metabolismo de la glutamina, la desintoxicación del amoníaco y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glutamina Sintetasa (GLUL) Conejo pAb
Observaciones/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; L)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2752
GeneID	2752
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-373 de la Glutamina Sintetasa (GLUL) humana (NP_002056.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15104
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo