


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glutamina Sintetasa (Glul) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15104

Número de artículo: CM0006680



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad contra la Glutamina Sintetasa (GLUL), validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para la investigación del metabolismo de la glutamina y el desarrollo vascular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Glutamina Sintetasa (GLUL) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamina Sintetasa (GLUL)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2752
GeneID	2752
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 200-300 de la Glutamina Sintetasa humana (GLUL) (P15104).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15104
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo