


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Glutamina Sintetasa (Glul) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P15104

Número de artículo: CM0022117



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la glutamina sintetasa humana (GLUL). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta la GS humana, de ratón y de rata. Ideal para investigaciones sobre el metabolismo del nitrógeno y la neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Glutamina sintetasa (GLUL), pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	GS; GLNS; PIG43; PIG59; Glutamina sintetasa (GLUL)
Especie	Humana
GeneID (humano)	2752
GeneID	2752
Inmunógeno	Proteína recombinante (proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-373 de la glutamina sintetasa humana (GLUL) (NP_002056.2))
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, de ratón y de rata
SWISS	P15104
Peso molecular de la proteína	42 kDa
Envío	Bolsa de hielo