


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glutaredoxina 1 (GlrX) Para Wb Y Elisa - P35754

Número de artículo: CM0007114



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra la Glutaredoxina 1 humana (GLRX/GRX/TTase-1). Confirmado para WB y ELISA con reactividad cruzada en ratón y rata. Ideal para investigar la regulación redox celular y el intercambio tiol-disulfuro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Glutaredoxina 1 (GLRX)
Observaciones/Alias	GRX; GRX1; Glutaredoxina 1 (GLRX)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2745
ID de Gen	2745
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 11-106 de GLRX humano (NP_002055.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P35754
Peso Molecular de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo