


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glutatión Sintetasa (Gss) Para Wb, If/Icc, Elisa - P48637

Número de artículo: CM0003537



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad contra la Glutatión Sintetasa (GSS) humana, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Ideal para la investigación del metabolismo del glutatión y el estrés oxidativo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glutatión Sintetasa (GSS) Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GSHS; HEL-S-64p; HEL-S-88n; Glutatión Sintetasa (GSS)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2937
ID de Gen	2937
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-450 de la Glutatión Sintetasa (GSS) humana (P48637).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48637
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo