

Anticuerpo Policlonal Anti-Glyat Para Wb, Elisa - Q6Ib77

Número de artículo: CM0014456

Introducción

GLYAT Conejo pAb es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA. Reconoce GLYAT humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata, lo que lo hace adecuado para investigación en desintoxicación, metabolismo y cáncer de hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLYAT Conejo pAb
Observaciones/Alíase	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10249
ID del Gen	10249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-163 de GLYAT humano (NP_005829.3).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q6IB77
Peso Proteico	34kDa
Envío	Bolsa de hielo