

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glyat/Gat Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Ib77

Número de artículo: CM0006889

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra GLYAT/GAT humano (ID de Gen: 10249), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en desintoxicación metabólica y cáncer de hígado.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GLYAT/GAT
Observaciones/Alias	CAT; GAT; ACGNAT; GLYAT/GAT
Especie	Humano
GeneID (humano)	10249
GeneID	10249
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de GLYAT/GAT humano (NP_964011.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6Ib77
Peso Molecular de la Proteína	34kDa
Envío	Bolsa de hielo