

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Glicerol Quinasa (Gk) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Número de artículo: CM0002676

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-glicerol quinasa (GK) validado para WB, IHC-P, ELISA. Se dirige a la GK humana, de ratón y de rata (P32189), una enzima clave en el metabolismo del glicerol y la síntesis de glicerolípidos. Adecuado para aplicaciones de diagnóstico e investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Glicerol quinasa (GK) mAb de conejo
Observaciones/Alias	GK1; GKD; Glicerol quinasa (GK)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2710
GeneID	2710
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32189
Peso proteico	61kDa
Envío	Bolsa de hielo