

Anticuerpo Policlonal De Conejo Contra Glicerol Quinasa (Gk) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32189

Número de artículo: CM0027675

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la glicerol quinasa (GK) humana. Reconoce humano, ratón y rata. Validado para WB, IHC-P y ELISA. Ideal para estudios de metabolismo del glicerol, síntesis de glicerolípidos y vías metabólicas relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Glicerol quinasa (GK) pAb de conejo
Notas/Alias	GK1; GKD; Glycerol kinase (GK)
Especie	Humana
GenelD (humana)	2710
GenelD	2710
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 422-559 de la glicerol quinasa (GK) (NP_001191948.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P32189
Peso de la proteína	61kDa
Envío	Bolsa de hielo