


Anticuerpo Policlonal Anti-Sintasa De Glucógeno 1 (Gys1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P13807

Número de artículo: CM0021776



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GYS1 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Útil para la investigación de la biosíntesis de glucógeno y la diabetes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Sintasa de glucógeno 1 (GYS1), pAb de conejo
Observaciones/Alias	GSY; GYS; Sintasa de glucógeno 1 (GYS1)
Especie	Humano
GeneID (humano)	2997
GeneID	2997
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 488-737 de la sintasa de glucógeno 1 humana (NP_002094.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P13807
Peso molecular	84 kDa
Envío	Bolsa de hielo