


Anticuerpo Monoclonal Anti-Glicoforina C (Gypc) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04921

Número de artículo: CM0002289



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la Glicoforina C (GYPC) para Western blot, inmunohistoquímica y ELISA. Muestra reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Útil para estudios de membrana de glóbulos rojos e investigación de antígenos del grupo sanguíneo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Anticuerpo monoclonal de conejo anti-Glicoforina C (GYPC)
Observaciones/Alias	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2 ¹ ; Glicoforina C (GYPC)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2995
GeneID	2995
Inmunógeno	Péptido Sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 49-128 de la Glicoforina C humana (GYPC) (P04921).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04921
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo