


Anticuerpo Policlonal Anti-Glicoforina C (Gypc) Para Wb, Elisa - P04921

Número de artículo: CM0017725



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la Glicoforina C (GYPC), validado para Western blot y ELISA. Detecta GYPC humana y de ratón (14 kDa), una glucoesialoproteína implicada en la estabilidad de los eritrocitos y la función del receptor de la malaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glicoforina C (GYPC) pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GE; GPC; GPD; GYPD; CD236; PAS-2; CD236R; PAS-2'; Glicoforina C (GYPC)
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2995
ID de Gen	2995
Inmunógeno	Proteína recombinante: Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-128 de la Glicoforina C humana (Glicoforina C (GYPC)) (NP_002092.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04921
Peso Proteico	14kDa
Envío	Bolsa de hielo