

Anticuerpo Policlonal Anti-Glyctk Para Wb, Elisa - Q8Ivs8

Número de artículo: CM0024896

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la GLYCTK (glicerato quinasa) humana, adecuado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Inmunógeno recombinante dirigido a la región C-terminal. Ideal para el estudio del metabolismo mitocondrial y investigación relacionada.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GLYCTK Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HBEBP2; HBEBP4; HBeAgBP4A; GLYCTK
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	132158
ID del Gen	132158
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 284-523 de la GLYCTK humana (NP_660305.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q8IVS8
Peso Molecular de la Proteína	55kDa
Envío	Bolsa de hielo