

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glicopican-3 (Gpc3) Para Citometría De Flujo - P51654

Número de artículo: CM0012580



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo conjugado con contra el Glicopican-3 (GPC3) humano, validado para citometría de flujo. Específico para GPC3 humano, un proteoglicano de superficie celular implicado en la señalización Wnt y Hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo anti-Humano Glicopican-3 (GPC3)
Observaciones/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2719
ID de Gen	2719
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 481-580 del Glicopican-3 (GPC3) humano (NP_004475.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	FC
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51654
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo