


Anticuerpo Monoclonal Anti-Glicopicano 3 (Gpc3) Para Wb, If/Icc, Icc, Elisa - P51654

Número de artículo: CM0006802



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra el Glicopicano 3 (GPC3) humano, validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Adecuado para la investigación del cáncer, la biología del desarrollo y la señalización Wnt/Hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glicopicano 3 (GPC3) mAb de Conejo
Observaciones/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glicopicano 3 (GPC3)
Especie	Humano
GeneID (humano)	2719
GeneID	2719
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 481-580 del Glicopicano 3 (GPC3) humano (NP_004475.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P51654
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo