

Anticuerpo Policlonal Anti-Glicicano 3 (Gpc3) Para Wb, Fc, Elisa - P51654

Número de artículo: CM0019017



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra Glicicano 3 (GPC3) para Western blot, citometría de flujo y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para investigación en cáncer y biología del desarrollo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	Glicicano 3 (GPC3) Conejo pAb
Observaciones/Alias	SGB; DGSX; MXR7; SDYS; SGBS; OCI-5; SGBS1; GTR2-2; Glicicano 3 (GPC3)
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2719
GeneID	2719
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, FC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P51654
Peso Proteico	66kDa
Envío	Bolsa de hielo