

Anticuerpo Monoclonal Anti-Glyt2 Para Wb, Elisa - Q9Y345

Número de artículo: CM0002626

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Glyt2 para aplicaciones de WB y ELISA. Validado para muestras humanas, de ratón y rata. Se dirige al transportador de glicina dependiente de sodio y cloruro 2, un componente esencial para la neurotransmisión glicinérgica. Ideal para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Glyt2 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	NET1; GLYT2; HKPX3; GLYT-2; Glyt2
Especie	Humana
GeneID (Humana)	9152
GeneID	9152
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 250-350 de la Glyt2 humana (Q9Y345)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9Y345
Peso Proteico	87kDa
Envío	Bolsa de hielo