

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gm-Csf Para Wb, If/Icc, Elisa - P01587

Número de artículo: CM0011275

Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra GM-CSF de ratón, validado para Western blot, inmunofluorescencia y ELISA. Ideal para estudios de citoquinas e investigación sobre diferenciación hematopoyética. SWISS: P01587.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GM-CSF Rabbit mAb
Observaciones/Alias	CSF; Csfgm; GMCSF; Gm-CSf; MGI-IGM
Especie	Ratón
ID del Gen (Humano)	1437
ID del Gen (Ratón)	12981
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 18-141 de la GM-CSF de ratón (NP_034099.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	P01587
Peso Proteico	16kDa
Envío	Bolsa de hielo