

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gm-Csf Para Wb, Elisa - P48750

Número de artículo: CM0008688

Introducción

Anticuerpo monoclonal recombinante de conejo dirigido contra el factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos de rata (GM-CSF, CSF2). Validado para aplicaciones de WB y ELISA. Citocina secretada de 17 kDa. Para investigación en hematopoyesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GM-CSF
Observaciones/Alias	Gmcsf; Gm-csf
Especie	Rata
GeneID (Humano)	1437
GeneID	116630
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-144 del GM-CSF de rata (NP_446304.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Rata
SWISS	P48750
Peso molecular de la proteína	17kDa
Envío	Bolsa de hielo