

Anticuerpo Policlonal Anti-Gm130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Número de artículo: CM0030372



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GM130 humano (GOLGA2), validado en WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta Humano, Ratón, Rata. Peso molecular 113kDa. Ideal para la investigación del aparato de Golgi.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GM130 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GM130; DEDHMB
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2801
GeneID	2801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 del GM130 humano (NP_004477.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08379
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo