

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gm130 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08379

Número de artículo: CM0024600



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-GM130 (Q08379) de alta calidad validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con GM130 (Golgin A2) humano, de ratón y de rata. Ideal para estudiar la estructura del aparato de Golgi, la mitosis y la organización del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GM130 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GM130; DEDHMB
Especie	Humano
GenelD (humano)	2801
GenelD	2801
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 del GM130 humano (NP_004477.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q08379
Peso Proteico	113kDa
Envío	Bolsa de hielo