

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gm13125/Pramef20 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vt98

Número de artículo: CM0026842

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra Gm13125 (PRAMEF20) de ratón, adecuado para aplicaciones de WB, IHC-P y ELISA. Exhibe reactividad cruzada con humano y rata, detectando una banda de ~55 kDa. Ideal para el estudio de proteínas de la familia PRAME con repeticiones ricas en leucina.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Gm13125 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	Gm13125; EG627009; Pramef20
Especie	Ratón
GeneID (humano)	645425
GeneID	627009
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 67-274 del Gm13125 de ratón (NP_001108549.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q5VT98
Peso Proteico	55kDa
Envío	Bolsa de hielo