

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gmfb Para Wb, If/Icc, Elisa - P60983

Número de artículo: CM0028090

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GMFB humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata, ideal para la investigación sobre diferenciación neural y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GMFB Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GMF; GMFB
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2764
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-140 del GMFB humano (NP_004115.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P60983
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo