


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gmip Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9P107

Número de artículo: CM0021256



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína humana GMIP (proteína que interactúa con GEM, ARHGAP46). Validado para WB, IHC-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la regulación de la GTPasa RhoA y la señalización celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GMIP Conejo pAb
Observaciones/Alias	ARHGAP46; GMIP
Especie	Humano
GeneID (humano)	51291
GeneID	51291
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-91 de la proteína humana GMIP (NP_057657.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9P107
Peso Proteico	107kDa
Envío	Bolsa de hielo