


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gmnn Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O75496

Número de artículo: CM0006596



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta calidad dirigido contra GMNN humano (Geminina). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reconoce GMNN humano y de ratón, un inhibidor clave de la replicación del ADN y regulador del ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de conejo anti-GMNN
Observaciones/Alias	Gem; MGORS6; Geminina
Especie	Humano
GeneID (humano)	51053
GeneID	51053
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-209 de GMNN humano (NP_056979.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O75496
Peso Proteico	24kDa
Envío	Bolsa de hielo