

Anticuerpo Policlonal Anti-Gmps Para Wb, Ip, Elisa - P49915

Número de artículo: CM0030795



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la GMPS humana (GMP sintasa). Validado para WB, IP, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Inmunógeno: proteína de fusión recombinante correspondiente a los aminoácidos 394-693 de la GMPS humana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GMPS pAb de conejo
Observaciones/Alias	GATD7; GMPS
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8833
GeneID	8833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 394-693 de la GMPS humana (NP_003866.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlinales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reacción Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P49915
Peso de la Proteína	77kDa
Envío	Bolsa de hielo