

Anticuerpo Policlonal Anti-Gn1A Para Wb, Elisa - Q4Adv8

Número de artículo: CM0022489

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-Gn1a (OsCKX2) validado para WB y ELISA. Se dirige a la citoquinina deshidrogenasa 2 en arroz, un regulador clave del rendimiento del grano. Obtenido de conejo; presenta reactividad cruzada con Oryza sativa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Gn1a Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CKX2; Gn1a; OsCKX2; Osj_00744; B1046G12.8
Especie	Oryza sativa
GeneID	4327333
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 400-500 de Gn1a de Oryza sativa (Q4ADV8)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q4ADV8
Peso de la proteína	60 kDa
Envío	Bolsa de hielo