

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gna11 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P29992

Número de artículo: CM0026792



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GNA11 (subunidad alfa 11 de la proteína G, SWISS P29992). Validado para WB, IHC-P, ELISA en humano, ratón, rata. Ideal para estudios de señalización de GPCR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNA11 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	FBH, FBH2, FHH2, HG1K, HHC2, GNA-11, HYPOC2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2767
GeneID	2767
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 250-350 del GNA11 humano (NP_002058.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29992
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo