

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gna11 (Pab) Para Wb, If/Icc Y Elisa - P29992

Número de artículo: CM0018782



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNA11 humano, validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Detecta GNA11 endógeno (~42 kDa) y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en señalización de GPCR y proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GNA11
Observaciones/Alias	FBH; FBH2; FHH2; HG1K; HHC2; GNA-11; HYPOC2; GNA11
Especie	Humano
GeneID (humano)	2767
GeneID	2767
Inmunógeno	Péptido sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 250-350 de GNA11 humano (NP_002058.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P29992
Peso Proteico	42kDa
Envío	Bolsa de hielo