


Anticuerpo Policlonal Anti-Gna13 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14344

Número de artículo: CM0026448



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GNA13 (subunidad alfa-13 de la proteína G). Validado para WB, IF/ICC, ELISA con reactividad cruzada humana, de ratón y de rata. Adecuado para estudiar la señalización Rho y los mecanismos de invasión cancerosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Descripción
Nombre del Producto	GNA13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G13; HG1N; GNA13
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10672
GeneID	10672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 del GNA13 humano (NP_006563.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14344
Peso Proteico	44kDa
Envío	Bolsa de hielo