

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gna13 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14344

Número de artículo: CM0021917



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNA13 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta GNA13 de humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la señalización por proteína G, activación de RhoA y metástasis cancerosa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNA13 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	G13; HG1N; GNA13
Especie	Humano
GeneID (humano)	10672
GeneID	10672
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de GNA13 humana (NP_006563.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q14344
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo