

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gna15 Para Wb, Elisa - P30679

Número de artículo: CM0021404

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GNA15 de alta calidad validado para western blot y ELISA, dirigido contra la proteína G alfa-16 de humano y ratón. Ideal para investigación en señalización de GPCR, hematopoyesis e inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNA15 Rabbit pAb
Notas/Alias	HG1L; GNA16; GNA15
Especie	Humano
GeneID (humano)	2769
GeneID	2769
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 112-374 de GNA15 humano (NP_002059.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P30679
Peso de la proteína	44kDa
Envío	Bolsa de hielo