


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnai1 Para Wb, Elisa - P63096

Número de artículo: CM0027553



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a GNAI1 (Gi, HG1B, NEDHISB). Detecta humano, ratón y rata. Adecuado para Western blot y ELISA. Participa en la señalización de GPCR, inhibiendo la adenilato ciclasa. Peso de la proteína: 40 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNAI1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gi; HG1B; NEDHISB; GNAI1
Especie	Humano
ID del gen (Humano)	2770
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de GNAI1 humano (NP_002060.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P63096
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo