


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnai2 Para Wb, Elisa - P04899

Número de artículo: CM0025335



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GNAI2 para Western blot y ELISA, reactivo frente a GNAI2 humano y de ratón. Medía la señalización por GPCR, inhibe la producción de AMPc y participa en la angiogénesis y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GNAI2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	2771
ID de gen	2771
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-355 de la GNAI2 humana (NP_002061.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P04899
Peso de la proteína	40kDa
Envío	Bolsa de hielo