


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gnai2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04899

Número de artículo: CM0015191



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNAI2 (subunidad alfa i2 de la proteína G), validado para WB, IF/ICC y ELISA en humanos, ratones y ratas. Adecuado para el estudio de la señalización de GPCR, la angiogénesis y la inflamación.

[Aprende más](#)

| Parámetro                     | Valor                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto           | GNAI2 pAb de conejo                                                                                                              |
| Observaciones/Alias           | GIP; HG1C; GNAI2B; H_LUCA15.1; H_LUCA16.1; GNAI2                                                                                 |
| Especie                       | Humano                                                                                                                           |
| ID del gen (humano)           | 2771                                                                                                                             |
| ID del gen                    | 2771                                                                                                                             |
| Inmunógeno                    | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-355 de GNAI2 humano (NP_002061.1) |
| Origen                        | Conejo                                                                                                                           |
| Categoría                     | Anticuerpos policlonales                                                                                                         |
| Aplicación                    | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Reactividad cruzada           | Humano, ratón, rata                                                                                                              |
| SWISS                         | P04899                                                                                                                           |
| Peso molecular de la proteína | 40 kDa                                                                                                                           |
| Envío                         | Bolsa de hielo                                                                                                                   |