

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gnai3 Para Wb Y Elisa - P08754

Número de artículo: CM0014935



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra GNAI3 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona con humanos, ratones y ratas. Se dirige al epítipo N-terminal. Para investigación de señalización por GPCR y ciclo celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNAI3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	87U6, HG1A, ARCND1, ARCODS, GNAI3
Especie	Humano
ID del Gen	2773
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de GNAI3 humana (NP_006487.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08754
Peso de la Proteína	41 kDa
Envío	Bolsa de hielo