

Anticuerpo Policlonal Anti-Gnao1 Para Wb, If-P, Elisa - P09471

Número de artículo: CM0023385

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GNAO1 humano, adecuado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Objetivo: subunidad alfa o de la proteína G implicada en la señalización de GPCR y la regulación del cAMP.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GNAO1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GNAO; HG1G; DEE17; NEDIM; EIEE17; HLA-DQB1; G-ALPHA-o; GNAO1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2775
GeneID	2775
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 60-180 del GNAO1 humano (NP_066268.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09471
Peso Proteico	40kDa
Envío	Bolsa de hielo